

ジェネリックの未来を創る。

高品質なジェネリック医薬品を安定的かつ継続的に供給するために

共創未来ファーマは東邦ホールディングスグループの一員として、ジェネリック医薬品の製造から流通・調剤までのサプライチェーンを最適化し、既存の枠にとられない新しい発想で医薬の未来を変えていきます。



東邦ホールディングスグループ
共創未来ファーマ株式会社

<http://www.kyosomirai-p.co.jp>

A000002291

ご案内

ENIFくんにおまかせには、様々な商品を掲載させて頂いておりますが、商品によっては販売できない場合もございますのでご了承ください。

種類	病院・診療所	薬局	店舗販売業
医療用医薬品	○	○	×
要指導医薬品	△	□	□
一般用医薬品	△	○	○
体外診断用医薬品	医療用	○	□
	一般用	○	○
高度管理医療機器等	○	□	□
管理医療機器	○	○	○
一般医療機器	○	○	○

- ：販売できます
- ×：販売できません
- △：患者様の治療のために使用する場合は販売できます
- ：販売できない場合があります

共創未来グループ

会社名	〒	住所	電話番号
東邦薬品株	104-0028	東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 9F	03-6838-2810
北陸東邦株	920-0172	石川県金沢市河原町52番地	076-256-1914
株セイエル	730-0015	広島県広島市中区橋本町6-17 池尻ビル1F	082-502-6302
株幸輝	761-8057	香川県高松市田村町948	087-867-2620
九州東邦株	812-8585	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46	092-641-3126
沖縄東邦株	903-0117	沖縄県西原町翁長834 トムズビル1F	098-946-6000
株大正堂	528-0028	滋賀県甲賀市水口町城東3-38	0748-65-3001
株スカイメディカル九州	830-0023	福岡県久留米市中央町35-18	0942-48-8010
酒井薬品株	181-8551	東京都三鷹市野崎1-11-22	0422-47-2135

会社名	〒	住所	電話番号
株大木	112-0013	東京都文京区音羽2-1-4	03-3947-2232
国分グループ本社株	103-8241	東京都中央区日本橋1-1-1	03-3276-4251
共創未来ファーマ株	104-0028	東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 8F	03-6838-2810 http://www.kyosomirai-p.co.jp

2023年12月現在

ENIFくんにおまかせ

予防

診断

治療



春これクシヨン
2024 SPRING


vol.65




共創未来グループ

INDEX

アレルギー検査	1	保湿	16
POCT 検査機器	2	ベビー&キッズ向け	17
新型コロナウイルス抗原キット	3~4	防災グッズ	19
感染症コンボキット	5~6	腸活しませんか?	20
インフルエンザ検査キット	7	ウォーキング	21
感染症検査キット	8~10	介護関連製品	22
感染症検査機器	11~12	かぜ・感染症・ストレス対策	23~24
花粉症対策	13~14	ちょこっと栄養&のど飴セレクション	25~26
新製品	15		



アレルギー検査



POCT 検査機器

イムノキャップ ラピッド アレルゲン8™

サーモフィッシャーダイアグノスティクス(株)

- ◆ 指先からの採血により、20分で結果がわかるアレルギー検査
- ◆ 2ステップで主要な8つの吸入系アレルギー特異的IgE抗体を測定
- ◆ 従来品からリニューアル※

※測定項目のゴキブリをシラカンバ(属)に入れ替え



検査の流れ



測定アレルゲン



【検体】: 全血の場合110μl、血清又は血漿の場合90μl
【反応時間】: 20分

通常セット内容
・アッセイデバイス 3個
・展開液 1バイアル(2.5mL)
・検体チップ 3個
・スポイト 3個
・カラーガイド 1枚
・アレルギー検査結果報告書 3枚
・ランセット 3個
・絆創膏 3枚

3回用(ブルー)
(1.5mm幅刃ランセットと絆創膏付)
3テスト: 29,370円



3回用(ピンク)
(21G針ランセットと絆創膏付)
3テスト: 29,370円



【体外診断用医薬品】
承認番号 303AFEZX00072000

パリュールバック(ブルー)セット内容
通常セット(ブルー)3回用×3キットの他に下記が付ききます。
・1.5mm幅刃ランセット 3個
・絆創膏 3枚
・検体チップ 3個
・アレルギー検査結果報告書 3枚

パリュールバック(ブルー)9回用
9テスト: 88,110円



パリュールバック(ピンク)セット内容
通常セット(ピンク)3回用×3キットの他に下記が付ききます。
・21G針ランセット 3個
・絆創膏 3枚
・検体チップ 3個
・アレルギー検査結果報告書 3枚

パリュールバック(ピンク)9回用
9テスト: 88,110円



ドロップスクリーン A-1

日本ケミファ(株)

- ◆ アレルゲン41項目を同時測定
- ◆ 測定時間30分、結果を表示&印刷してスムーズに報告
- ◆ 20μL指先採血で検査可能(検体は全血・血清・血漿に対応)
- ◆ A3サイズに収まる省スペース設計
- ◆ タッチパネルで簡単操作・日常メンテナンス不要

【高度管理医療機器】
承認番号 2082X00002000002

【特定保守管理医療機器】
承認番号 2082X00002000002

操作手順

1: 検体準備



検体ピペットで検体を採取後、試験カートリッジに挿入し、検体を添加します。

2: 患者情報入力



タッチパネルから患者情報を入力します。

3: 試薬架設



試薬架設部にアレルゲンカセット、試験カートリッジをセットします。

4: 測定



測定開始ボタンを押して、測定を開始します。
30分で測定が終了します。

検査報告書

アレルギー検査報告書

検体番号: 301AAEZX00043000
承認番号: 301AAEZX00043000
検体名: 全血・血清・血漿
【反応時間】: 30分

検査項目	測定値	判定	参考値
アレルゲン8	0.00	陰性	0.00
ハウスダスト	0.00	陰性	0.00
イヌ	0.00	陰性	0.00
ネコ	0.00	陰性	0.00
馬	0.00	陰性	0.00
Walnut	0.00	陰性	0.00
Birch	0.00	陰性	0.00
Cedar	0.00	陰性	0.00
Olive	0.00	陰性	0.00
Mugwort	0.00	陰性	0.00
Ragweed	0.00	陰性	0.00
Mold	0.00	陰性	0.00
ゴキブリ	0.00	陰性	0.00

測定結果は全項目を一覧で報告。
A5サイズの専用報告書(別売品)です。
測定終了後、自動でプリンタ(オプション品)から印刷されます。(リアルタイム印刷設定時)

【寸法】: 262W×380D×385H(mm)
【重量】: 15.1kg
【価格】: 2,750,000円
4987171910009

専用試薬

ドロップスクリーン特異的IgE 測定キット ST-1



●価格はメーカー希望価格(税込)です。

パック式臨床化学分析装置 アフィニオン 2

アボット ダイアグノスティクス メディカル(株)

- ◆ 1台で4項目測定可能: HbA1c、ACR、CRP、脂質項目
- ◆ 尿中アルブミンの定量検査が可能
- ◆ メンテナンスフリー (キャリブレーション、メンテナンスコスト不要)
- ◆ バーコード自動認識で検査項目の切替操作不要
- ◆ 3ステップのシンプル操作で測定可能
- ◆ コンパクトなA4サイズ

【一般医療機器】
【特定保守管理医療機器】
届出番号 1281X10004000017

測定項目	検体	検体量	測定時間
HbA1c	全血	1.5μL	約3分
ACR	尿	3.5μL	約5分
CRP	全血	2.5μL	約3分
脂質項目	血清・血漿	15μL	約7分

【その他仕様】
HbA1c、CRP、脂質6項目※1、尿中アルブミン※2が測定可能
※1: 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、non HDLコレステロール、T C/HDL-C
※2: 微量アルブミン/クレアチニン比(尿検査)



サンプリングデバイスが
一体化したテストカートリッジ



【寸法】: 200 W×328D×186H(mm)
【重量】: 3.4 kg
【価格】: 660,000円
4571226474624

パック式臨床化学分析装置 アイギアプロ (K)

ミノリスメディカル(株)

- ◆ 1台で3項目測定可能: HbA1c、CRP、ACR (ALB/CRE比)
- ◆ 各項目約5分で結果報告
- ◆ A5サイズ(148 mm×210 mm)の平面に収まる設計
- ◆ 全血 約 1 μL (HbA1c、CRP)、尿 約 80 μL (ACR) で測定可能

【一般医療機器】
【特定保守管理医療機器】
届出番号 1082X001300014



【その他仕様】
RS-232C(ネットワーク接続用)、USB(データ抽出)
バーコードリーダー(別売)

測定項目	検体	検体量	測定時間
HbA1c	全血	約1μL	約5分
CRP	全血	約1μL	約5分
ACR (ALB/CRE比) ※発売準備中	尿	約80μL	約5分

【寸法】: 130 W×200D×250H(mm)
【重量】: 3.5 kg
【価格】: 528,000円
4987295660545

DCAバンテージ

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)

- ◆ HbA1cを全血 1 μL、6分で測定
- ◆ 前処理も不要で操作は簡便
- ◆ HPLC法との相関も良好
- ◆ 微量アルブミン定量検査も可能
- ◆ 確固たる使用実績

検査結果の入力や報告時間を よりスピーディーに

DCAバンテージとPOCプラクティカルを連携することで、検査結果の受け渡しにかかる時間を省くことができます。




測定項目	検体	検体量	測定時間
HbA1c	全血	1μL	6分
尿中アルブミン/クレアチニン比	尿	40μL	7分

【一般医療機器】
【特定保守管理医療機器】
届出番号 1381X10041000018

【寸法】: 287W×277D×254H(mm)
【重量】: 約3.88kg
【価格】: 418,000円
4987559608504

●価格はメーカー希望価格(税込)です。



新型コロナウイルス抗原キット

クイックナビ™-COVID19 Ag

大塚製薬株式会社

- ◆判定時間:8分
- ◆オミクロン株を含む変異株との反応性も確認済
- ◆Flu2(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)、RSV2(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)と検体共用可
- ◆クイックナビリーダー™2で測定可能

体外診断用医薬品
承認番号 30200EZK00047000



10テスト:16,500円
4987035627111

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:8分

チェックMR-COV19

MeijiSeikaファルマ株式会社

- ◆陽性は3~15分後、陰性は15分後に判定可能
- ◆ノズルにストッパーを使用
- ◆滴下数、測定時間をテストプレートに記載
- ◆試験成績:陽性一致率82.9%、陰性一致率100%、全体一致率89.4%

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZK00041000



10テスト:16,500円
4987222002028

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分(陽性については3分~15分)

エスプライン® SARS-CoV-2N

富士レビオ株式会社

- ◆専用綿棒・容器で唾液検体も検査可能
- ◆オミクロン株含む変異株も高い反応性
- ◆1回の検体採取でSARS-CoV-2とFluの同時検査が可能
- ◆有効期間:製造後21ヶ月

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZK00040000



10テスト:13,200円
4987270260920


【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、唾液
【反応時間】:20分

ラピッドテスタ SARS-CoV-2

積水メディカル株式会社

- ◆判定時間~10分
- ◆目視判定・装置判定(ラピッドテスタリーダー)の両方が可能
- ◆以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ FLU・NEXT、
ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZK00050000



10テスト:15,400円
4987502549410

「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。
【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分

クイック チェイサー® SARS-CoV-2

株式会社ミズホメディー

- ◆最終判定(陰性判定)は10分
- ◆検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆フィルターがネジ込み式で簡単取付
- ◆デンシトメトリー分析装置 スマート QC リーダー対応品

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZK00035000



10テスト:8,800円
4987537700909

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分(陰性の場合は10分)

イムノエース® SARS-CoV-2 II

株式会社タウンス

- ◆新型コロナウイルス抗原を10分で検出
- ◆イムノエース®Fluと検体共用可能
※検体種が鼻咽頭ぬぐい液の場合はアデノ、hMPV、RSVの項目も検体共用可能
- ◆変異株との反応性を確認
アルファ株・デルタ株・オミクロン株(BA.1.18系統・BA.2系統・BA.4.1系統・BA.5.2.1系統・BE.1系統・XE系統・XBB.1系統)

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZK00085000



10テスト:15,400円
4987815020101

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分(10分より前でも判定部[T]及び[C]の両方にラインが認められた場合は陽性と判定できます)

イムノファイン SARS-CoV-2

株式会社ニチレイバイオサイエンス

- ◆PCR法との一致率 93.8%
- ◆ラインが見やすく、衛生的なプレートタイプ
- ◆採取しやすい植毛タイプの滅菌綿棒

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZK00072000



10テスト:9,240円
4987780865936

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分

カネカ イムノクロマト SARS-CoV-2 Ag

株式会社カネカ

- ◆反応時間~10分(陰性の場合は10分)
- ◆フィルター付きノズルはねじ式キャップを採用し、液漏れ防止
- ◆国内自社製造
- ◆シャープなライン着色
- ◆ID記入欄が広い

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZK00037000



10テスト:13,200円
4993478030050


【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】:~10分(陰性の場合は10分)

SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト(5テスト)

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

- ◆イムノクロマト法による迅速測定
- ◆変異株にも対応可能なヌクレオカプシド抗原を検出
- ◆専用装置不要
- ◆有効期間:24ヶ月
- ◆検体自己採取が容易なコンパクト滅菌スワブ採用

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZK00012000



5テスト:4,675円
4987518508678


【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液(ウイルス輸送培地、HBSSも使用可)
【反応時間】:15分(判定時間15~30分)

GLINE-2019-nCoV Agキット

株式会社医学生物学研究所

- ◆鼻腔または鼻咽頭ぬぐい液で検査可能
- ◆滴下より15分後(20分まで)に結果判定
- ◆抽出液入りチューブでそのまま滴下可能
- ◆キット箱がチューブ立てとして利用可能
- ◆BA.5、ケルベロス、グリフォン等のオミクロン株にも対応

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZK00012000



1テスト:1,375円
4987506017113

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分後(20分まで)に結果判定

INDICAID COVID-19 抗原テスト

ピーアイシーグループ株式会社

- ◆簡易な操作
- ◆RT-PCRとの相関試験の全体一致率が92.8%
- ◆オミクロン株を含む各種変異株を検出
- ◆使い勝手の良い5テスト包装
- ◆主に米国で1億テスト以上の販売実績

体外診断用医薬品
承認番号 30500EZK00028000



5テスト:8,250円
4582645180058


【検体】:鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:20分

Vトラスト® SARS-CoV-2+Flu Ag

ニプロ株式会社

- ◆抽出液の添加から約15分で判定可能
- ◆検体中のSARS-CoV-2抗原、A型及びB型インフルエンザウイルス抗原を検出
- ◆鼻咽頭ぬぐい液または鼻腔ぬぐい液を検体として使用可能
- ◆1テスト包装、20テスト包装をラインナップ

体外診断用医薬品
承認番号 30500EZK00042000



1テスト:4,620円
4987458142093

20テスト:92,400円
4987458142116

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分

Panbio™ COVID-19 Antigen ラピッド テスト(鼻腔ぬぐい液用・S)

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆判定時間:15分
- ◆陽性一致率(残液):98.1% / 陰性一致率(残液):99.8%
- ◆感染リスク低減機能検体抽出液容器
- ◆陽性/陰性コントロールスワブ同梱(10テスト包装)
- ◆個包装(アンプル)タイプ抽出液

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZK00010000



【検体】:鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分(20分以降は判定に使用しない)

1テスト:990円
4571226475218

10テスト:9,350円
4571226475201

25テスト:23,375円
4571226475003

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

Vトラスト® SARS-CoV-2 Ag

ニプロ株式会社

- ◆約15分で判定可能
- ◆イムノクロマト法により検体中のSARS-CoV-2抗原を検出
- ◆SARS-CoV-2感染の診断補助に
- ◆1テスト、5テスト、20テストの3規格をラインナップ
- ◆自社製スワブを採用

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZK00057000



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分

1テスト:3,300円
4987458142031

5テスト:16,500円
4987458142048

20テスト:66,000円
4987458142055



1テスト:1,870円
4987458142062

5テスト:9,350円
4987458142079


●価格はメーカー希望価格(税込)です。

新型コロナウイルス抗原キット

感染症コンボキット

新型コロナウイルス抗原キット

新型コロナウイルス抗原キット



感染症コンボキット

クイックナビ™-Flu+COVID19Ag

大塚製薬株式会社

- ◆1デバイスでSARS-CoV-2抗原、A型・B型インフルエンザ抗原を同時検出可能
- ◆オミクロン株を含む変異株との反応性も確認済
- ◆Flu2(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)、RSV2(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)と検体共用可
- ◆クイックナビリーダー™2で測定可能

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00053000



10テスト:23,100円
4987035635314


【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分

SARS-CoV-2 & Flu A/B ラピッド抗原テスト

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

- ◆イムノクロマト法による迅速測定
- ◆新型コロナウイルス抗原はオミクロン株にも対応
- ◆専用装置不要
- ◆有効期間:24ヶ月
- ◆精度管理用コントロール付属

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZ00065000



25テスト:33,000円
4987518509071


【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分(判定時間15~30分)

COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」

株式会社ニチレイバイオサイエンス

- ◆インフルエンザはA型・B型の鑑別も可能
- ◆ラインが見やすく、衛生的なプレートタイプ
- ◆採取しやすい植毛タイプの滅菌綿棒

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00034000



20テスト:32,780円
4987780865479

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分

イムノアロー® SARS-CoV-2&FluA/B&RSV

極東製薬工業株式会社

- ◆1回の検査で以下の4つの抗原を同時検出可能(SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSウイルス)
- ◆色分けされた見やすいライン
- ◆専用の機器や設備が不要

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZ00072000

新発売



10テスト:46,200円
4987551451818

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~15分(15分より前でもテストラインとコントロールラインが形成された場合、陽性と判定できます)

チェックMR-COV19+Flu

MeijiSeikaファルマ株式会社

- ◆陽性は3分~15分後、陰性は15分後に判定可能
- ◆滴下後、測定時間をテストプレートに記載
- ◆試験成績:陽性一致率82.9%、陰性一致率100%、全体一致率89.4%
- ◆有効期間:製造後24ヶ月

体外診断用医薬品
承認番号 30500EZ00046000

新発売



10テスト:16,500円
4987222003025

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:陽性:3分~15分 陰性:15分

エスプライン® SARS-CoV-2&Flu A+B

富士レビオ株式会社

- ◆オミクロン株を含む変異株も高い反応性
- ◆1回の検体採取でSARS-CoV-2とFluの同時検査が可能
- ◆検体抽出後の静置時間不要
- ◆有効期間:製造後21ヶ月

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00068000



10テスト:16,500円
4987270260685

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:20分

イムノエース® SARS-CoV-2/Flu

株式会社タウンズ

- ◆SARS-CoV-2とFluを同時に検査可能
- ◆変異株との反応性を確認
アルファ株・デルタ株・オミクロン株(BA.1.18系統・BA.2系統・BA.4.1系統・BA.5.2.1系統・BE.1系統・XE系統・XBB.1系統)
- ◆検体の共用が可能
※検体種が鼻咽頭ぬぐい液の場合はアデノ、hMPV、RSVの項目とも検体共用可能

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZ00008000



10テスト:19,800円
4987815022105

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~15分(15分より前でも判定部[T]又は[A]又は[B]及び[C]の両方にラインが認められた場合には陽性と判定できます)

イムノエース® Flu/RSV

株式会社タウンズ

- ◆FluとRSVを同時に検査
- ◆最終判定は5分
- ◆判定ラインはブラックライン
- ◆ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み鼻腔用スワブを採用
- ◆検体抽出液はイムノエース® SARS-CoV-2 II、アデノ、hMPVの項目とも検体共用可能

体外診断用医薬品
承認番号 22400AMX00676000



10テスト:15,400円
4987815010102


【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:3~5分

クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu A,B

株式会社ミズホメディー

- ◆SARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原、B型インフルエンザウイルス抗原を同時測定
- ◆最終判定(陰性判定)は10分
- ◆テストプレートは左がA型・B型インフルエンザウイルス、右がSARS-CoV-2と左右に分かれているため、判別が容易

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00090000



10テスト:18,150円
4987537686005

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分(陰性の場合は10分)

クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu

株式会社ミズホメディー

- ◆デンシトメトリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆SARS-CoV-2抗原とインフルエンザウイルス抗原を同時測定
- ◆最終判定(陰性判定)は10分
- ◆テストプレートは左がインフルエンザウイルス・右がSARS-CoV-2と左右に分かれているため、判別が容易

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00089000



10テスト:16,500円
4987537700701

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分(陰性の場合は10分)

クイックナビ™-Flu+RSV

大塚製薬株式会社

- ◆1デバイスでインフルエンザA型・B型とRSウイルスが同時検出可能
- ◆クイックナビシリーズで検体共用可能(アデノ2、Flu2、RSV2)
- ◆植毛タイプの綿棒採用
- ◆優れた感度、特異性

体外診断用医薬品
承認番号 22400AMX00770000



10テスト:16,500円
4987035540113


【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:8分

クイック チェイサー® RSV/hMPV

株式会社ミズホメディー

- ◆デンシトメトリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆陽性判定は5分から可能
- ◆滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- ◆1ステップの簡単操作
- ◆フィルターがネジ込み式で簡単取り付け

体外診断用医薬品
承認番号 22800EZ00021000



10テスト:13,200円
4987537700404

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻咽頭ぬぐい液(hMPVのみ)
【反応時間】:5~10分(陰性の場合は10分)

カナカ イムノクロマト Flu A/B & SARS-CoV-2 Ag

株式会社ナカ

- ◆判定時間~10分(陰性の場合は10分)
- ◆フィルター付きノズルはねじ式キャップを採用し、液漏れ防止
- ◆国内自社製造
- ◆インフルエンザウイルスA型とB型を識別
- ◆シャープなライン着色

体外診断用医薬品
承認番号 30500EZ00022000



10テスト:19,800円
4993478030067

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】:~10分(陰性の場合は10分)

ラピッドテスタ FLU&SARS-CoV-2

積水メディカル株式会社

- ◆1度の検体採取でインフルエンザとSARS-CoV-2の同時検査が可能
- ◆反応時間は10分以内

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZ00043000



10テスト:16,500円
4987502554063

「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分

ラピッドテスタ RSV&SARS-CoV-2

積水メディカル株式会社

- ◆1度の検体採取でRSウイルスとSARS-CoV-2の同時検査が可能
- ◆反応時間は10分以内

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZ00042000



10テスト:22,000円
4987502553585

「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分

ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT

積水メディカル株式会社

- ◆1回の検査でRSウイルスとアデノウイルスの検出が同時に可能
- ◆目視判定・装置判定(ラピッドテスタリーダー)の両方が可能
- ◆以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ FLU・NEXT、
ラピッドテスタ SARS-CoV-2

体外診断用医薬品
承認番号 30200EZ00014000



10テスト:19,800円
4987502542985

「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】:10分

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

感染症コンボキット

感染症コンボキット

インフルエンザ検査キット

クイックナビ™-Flu2

大塚製薬株式会社

- ◆ Flu+COVID19Ag又はCOVID19Ag検体浮遊液で調整した検体と共用可(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液)
- ◆ 検体種によりRSV2、アデノ2、マイコプラズマと検体共用可能
- ◆ クイックナビリーダー™2で測定可能



【検体】: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、
鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 5分

10テスト: 14,300円
4987035584919

チェック-Flu A・B

MeijiSeikaファルマ株式会社

- ◆ 3～5分後に結果判定可能
- ◆ 臨床試験成績: 鼻腔ぬぐい液: 陽性・陰性・全体一致率100%
- ◆ 先端が柔らかいスワブ使用



【検体】: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻汁鼻かみ液、
鼻腔吸引液
【反応時間】: 3分～5分

10テスト: 価格はお問い合わせください
4987222001977

クイックチェイサー® Flu A,B (Sタイプ)

株式会社ミズホメディー

- ◆ デンシトメリー分析装置スマートQCリーダー対応品
- ◆ 陽性判定は1分から可能
- ◆ 左がA型、右がB型と左右に分かれているため、判別が容易
- ◆ 検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆ フィルターがネジ込み式で簡単取り付け



【検体】: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻咽頭ぬぐい液、
鼻汁鼻かみ液
【反応時間】: 1～5分(陰性の場合は5分)

10テスト: 7,700円
4987537700008

エスプライン® インフルエンザA&B-N

富士レリオ株式会社

- ◆ エスプライン® SARS-CoV-2 N検体処理液の共用可能
- ◆ 綿棒が使いつらい方でも、鼻かみ検体が使用可能
- ◆ 高感度! インフルエンザをしっかりとキャッチ
- ◆ やさしい感触のスポンジスワブ採用
- ◆ はっきりラインで判定しやすい



【検体】: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻かみ液
【反応時間】: 15分

10テスト: 12,100円
4987270295526

イムノエース® Flu

株式会社タウンズ

- ◆ 最終判定は5分(陽性は3分から判定が可能)
- ◆ 判定ラインはブラックライン
- ◆ ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み鼻腔用スワブを採用
- ◆ 検体抽出液はイムノエース® SARS-CoV-2 II・アデノ・hMPV・RSV Neoと共通使用が可能



【検体】: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、
鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 3～5分

10テスト: 9,900円
4987815005108

ファインビジョン™ Influenza

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆ マルチカラーラインによる視認性の向上
- ◆ 判定時間5分
- ◆ 有効期間: 製造後24ヶ月



【検体】: 鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔吸引液又は鼻汁鼻かみ液
【反応時間】: 5分

10テスト: 14,300円
4571226473986

ラピッドテスタ FLU・NEXT

積水メディカル株式会社

- ◆ 高感度
- ◆ ラピッドテスタリーダーを使用し目視判定・装置判定の併用可能
- ◆ 以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ SARS-CoV-2、ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT



「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻かみ液、鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 15分

10テスト: 12,980円
4987502529801

ラピッドテスタ FLUスティックsp

積水メディカル株式会社

- ◆ 検体抽出から1ステップの簡単操作
- ◆ 以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ hMPV、ラピッドテスタ RSV-アデノsp
- ◆ 反応時間は5分以内



「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻かみ液、鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 5分

10テスト: 12,650円
4987502534232

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

感染症検査キット

クイックナビ™-StrepA2

大塚製薬株式会社

- ◆ 簡単操作! 試薬調製不要を実現
- ◆ 簡単操作! 静置なし
- ◆ 見やすくなったテストラインと優れた感度




【検体】: 咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 5分

10テスト: 12,100円
4987035598411

クイック チェイサー® StrepA

株式会社ミズホメディー

- ◆ デンシトメリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆ 陽性判定は3分から可能
- ◆ 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- ◆ 唾液の影響を受けにくい特異性の高い試薬
- ◆ フィルターがネジ込み式で簡単取り付け



【検体】: 咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 3～5分(陰性の場合は5分)

10テスト: 7,700円
4987537700206

イムノエース® Strep A Neo

株式会社タウンズ

- ◆ 試薬1と試薬2の混合液調製が1ステップで可能
- ◆ 試薬1: 亜硝酸ナトリウム溶液、試薬2: 酢酸溶液
- ◆ 判定ラインはブラックライン
- ◆ ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み咽頭・角結膜用スワブを採用
- ◆ 判定時間は5分



【検体】: 咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 5分

10テスト: 9,900円
4987815017101

エルナス® スティック ストレップA

富士レリオ株式会社

- ◆ 試薬調整は分注済みの試験チューブに1滴滴下のみに
- ◆ 培養法と同等の高い特異性
- ◆ 検体採取効率の良いフロッグスワブ採用
- ◆ 有効期間: 製造後24ヶ月



【検体】: 咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 5分

10テスト: 9,900円
4987270130643

25テスト: 22,000円
4987270130650

クイックナビ™-アデノ2

大塚製薬株式会社

- ◆ 優れた感度
- ◆ 植毛型綿棒を採用 ウイルス採取量が平均約10倍
- ◆ Flu2、RSV2、Flu+RSVと検体共有可能(鼻腔ぬぐい液・鼻腔吸引液)
- ◆ Flu2、マイコプラズマと検体共有可能(鼻咽頭ぬぐい液)




【検体】: 咽頭ぬぐい液、角結膜ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】: 5分

10テスト: 18,700円
4987035612414

クイック チェイサー® Adeno

株式会社ミズホメディー

- ◆ デンシトメリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆ 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- ◆ 検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆ フィルターがネジ込み式で簡単取り付け



【検体】: 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻咽頭ぬぐい液、角結膜ぬぐい液
【反応時間】: 7分

10テスト: 13,200円
4987537700305

イムノエース® アデノ

株式会社タウンズ

- ◆ 最終判定は5分(陽性は3分から判定が可能)
- ◆ ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み咽頭・角結膜用スワブを採用
- ◆ 検体の共用が可能
- ※検体種が鼻腔ぬぐい液^{※1}の場合はSARS-CoV-2 II、SARS-CoV-2/Flu、Flu、hMPV、RSV Neo、Flu/RSVの項目とも検体共用可能
注) Flu、SARS-CoV-2 II、SARS-CoV-2/Fluの鼻咽頭ぬぐい液が該当



【検体】: 咽頭ぬぐい液、角結膜ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】: 3～5分

10テスト: 18,700円
4987815003500

エルナス® スティック アデノウイルス

富士レリオ株式会社

- ◆ 使いやすい&コンパクト設計
- ◆ 高感度で精度良く検出
- ◆ 抽出操作がしやすい新構造チューブ
- ◆ 検体採取効率の良いフロッグスワブ採用
- ◆ 簡単な手技で廃棄の少ないスティックタイプ



【検体】: 咽頭ぬぐい液、角結膜ぬぐい液
【反応時間】: 8分

5テスト: 9,350円
4987270130629

10テスト: 18,700円
4987270130636

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

インフルエンザ検査キット

ストレップA(A群β溶連菌)

アデノウイルス

クイックナビ™-RSV2

大塚製薬株式会社

- ◆ COVID19Ag・Flu+COVID19Ag検体浮遊液で調整した検体と共用可(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)
- ◆ Flu2、アデノ2、Flu+RSVも検体共用可能
- ◆ 植毛タイプの綿棒採用
- ◆ クイックナビリーダー™2で測定可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 30100EZ00013000



10テスト:14,300円
4987035608318

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:5分

クイックチェイサー® RSV

株式会社ミズホメディー

- ◆ 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減。
- ◆ クイックチェイサー-FluA,Bで使用した試料の残液で検査が可能(鼻腔ぬぐい液/鼻腔吸引液の場合)
- ◆ 痛さを軽減したスポンジタイプのやわらか綿棒を採用

【体外診断用医薬品】
承認番号 21900AMX00957000



5テスト:7,150円
4987537676150

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻腔洗浄液
【反応時間】:15分

クイックチェイサー® 肺炎球菌/レジオネラ

株式会社ミズホメディー

- ◆ デンシトメトリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆ 陽性判定は5分から可能
- ◆ イムノクロマト法を原理とした検出試薬
- ◆ 検体を滴下するだけの簡単操作
- ◆ 使いやすい専用スポイト付属

【体外診断用医薬品】
承認番号 22900EZ00028000



10テスト:26,400円
498753770602

【検体】:尿、髄液(肺炎球菌のみ)
【反応時間】:5~10分(陰性の場合は10分)

イムノキャッチ®-肺炎球菌/レジオネラ

栄研化学株式会社

- ◆ 肺炎球菌とレジオネラを同時検出
- ◆ 尿検体を滴下するだけの簡単な1STEP操作
- ◆ 視認性の高いクリアな判定像

【体外診断用医薬品】
承認番号 23000EZ00055000



※掲載写真は肺炎球菌陽性例

10テスト:37,400円
4987026231068


【検体】:尿
【反応時間】:15分間

イムノキャッチ®-RSV

栄研化学株式会社

- ◆ しなやかなプラスチック軸と柔らかいスポンジタイプの綿棒
- ◆ 検体抽出後は簡単1ステップ操作
- ◆ 反応容器に検査項目、反応時間、試料滴下数を記載

【体外診断用医薬品】
承認番号 22700AMX00666000



10テスト:13,200円
4987026208305

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:8分

イムノエース® RSV Neo

株式会社タウンス

- ◆ 最終判定は5分
 - ◆ 判定ラインはブラックライン
 - ◆ ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み鼻腔用スワブを採用
 - ◆ 検体の共用が可能
- ※検体種が鼻腔ぬぐい液の場合はSARS-CoV-2 II、SARS-CoV-2/Flu、Flu、アデノ、hMPVの項目も検体共用可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 22300AMX00487000



10テスト:13,200円
4987815009106

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:3~5分

デルマクイック® VZV

マルホ株式会社

- ◆ 世界初! 迅速で簡単に水痘・帯状疱疹ウイルスを検出
- ◆ 全体一致率は96.2%
- ◆ 購入しやすい5本包装
- ◆ デルマクイックHSVと検体抽出液が共通化

【体外診断用医薬品】
承認番号 22900EZ000036000



5テスト:価格はお問い合わせください
4987213110626

【検体】:皮疹(水疱・膿疱)の内容物又はびらん・潰瘍のぬぐい液(上皮細胞を含む)
【反応時間】:5~10分

デルマクイック® HSV

マルホ株式会社

- ◆ 口唇・性器を含む単純ヘルペス病変からHSV抗原を検出
- ◆ デルマクイックVZVと検体抽出液が共通化
- ◆ 全体一致率88.4%~93%の精度
- ◆ 判定時間は5分~10分
- ◆ 購入しやすい5本包装

【体外診断用医薬品】
承認番号 30300EZ000061000



5テスト:価格はお問い合わせください
4987213120014

【検体】:皮疹(水疱・膿疱)の内容物又はびらん・潰瘍のぬぐい液
【反応時間】:5分~10分

クイックナビ™-マイコプラズマ

大塚製薬株式会社

- ◆ マイコプラズマ抗原を迅速・高感度に検出
- ◆ 遺伝子検査(LAMP法)との陽性一致率81.7%
- ◆ Flu2、アデノ2と検体共有可能(咽頭ぬぐい液)
- ◆ クイックナビリーダー™2で測定可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 22900EZ00009000



10テスト:16,500円
4987035584711

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分

クイックチェイサー® Myco

株式会社ミズホメディー

- ◆ リアルタイムPCR法との比較で陽性一致率82.1%を実現
- ◆ 滴下数&判定時間の表記で、操作ミスを軽減
- ◆ 1ステップの簡単操作

【体外診断用医薬品】
承認番号 22800EZ00055000



10テスト:15,400円
4987537683004


【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:5分~15分(陰性の場合は15分)

デルマクイック® 爪白癬

マルホ株式会社

- ◆ 本邦初のイムノクロマト法による爪白癬の診断キットです。
- ◆ 迅速・簡単に白癬菌を検出できます。
- ◆ 患者さんと一緒に検査結果を確認できます。
- ◆ KOH直接鏡検法の診断を補助します。

【体外診断用医薬品】
承認番号 22800EZ00016000



5テスト:価格はお問い合わせください
4987213124012

【検体】:爪
【反応時間】:5分から30分以内

イムノキャッチ®-ノロPlus

栄研化学株式会社

- ◆ 直腸便と排泄便に共用可能な輸送用チューブ付綿棒採用
- ◆ 採用用シート「水洗用トレールペーパー」付き
- ◆ 新生児・乳児検体、オムツからの検体等、特殊な便検体も測定可能
- ◆ 幅広いgenotypeを検出

【体外診断用医薬品】
承認番号 22800EZ00061000



10テスト:16,500円
4987026221663

【検体】:排泄便、洗腸便、直腸便
【反応時間】:15分

リボテスト® マイコプラズマ

極東製薬工業株式会社

- ◆ 抗原検査により肺炎マイコプラズマの早期検出が可能
- ◆ リボソームタンパク質“L7/L12”の菌種に固有な領域を識別
- ◆ 専用の機器や設備が不要で、咽頭ぬぐい液から15分で判定可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 22400AMX01479000



10テスト:16,500円
4987551450507

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分

リボテスト® 百日咳

極東製薬工業株式会社

- ◆ 抗原検査により百日咳菌の早期検出が可能
- ◆ リボソームタンパク質“L7/L12”の菌種に固有な領域を識別
- ◆ 専用の機器や設備が不要で、鼻咽頭ぬぐい液から15分で判定可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 30200EZ00031000



10テスト:23,870円
4987551450903

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分
(試料滴下後5分以降にテストラインとコントロールラインの両方が明確に認められた場合、陽性と判定できます)

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

水痘・帯状疱疹ウイルス

白癬菌抗原キット

百日咳

クイックナビ-H.ピロリ テストデバイス/採便容器

大塚製薬株式会社

- ◆ 検体提出袋に採便シート、検体浮遊液、使用説明書を封入済のため患者への配布が容易
- ◆ テストデバイスに滴加数、判定時間を明記
- ◆ 有効期間は製造後24ヶ月

【体外診断用医薬品】
承認番号 22800EZ00051000



採便容器(1セット)
テストデバイス 10テスト:13,200円
4987035635512
採便容器 10個:1,760円
4987035636311

【検体】:糞便(排泄便)
【反応時間】:8分

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

RSウイルス

マイコプラズマ

肺炎球菌/レジオネラ

ヘルペス

ノロウイルス

H.ピロリ



感染症検査機器

ID NOW™ インストゥルメント

アポット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆NEAR法による核酸増幅技術により、13分以内で検査結果を提供
- ◆設置場所をとらないため、様々な医療現場にフィット
- ◆カートリッジをセットし検体を懸濁するだけの簡単なワークフロー
- ◆コンタミネーションや感染リスクに配慮した設計



【その他仕様】
接続性:HL7, ASTM LIS, POCTに対応

【寸法】:207W×194D×145Hmm
【重量】:約3.0kg
【価格】:1,540,000円
4571226475010

専用試薬

ID NOW™ 新型コロナウイルス2019 v2.0
◆陽性判定は最短6分、陰性判定は12分未満
◆核酸精製ステップ不要
◆2種類(鼻咽頭用、鼻腔用)の滅菌綿棒が付属
◆精度管理用
◆コントロールスワブが付属

【体外診断用医薬品】
承認番号 30400EZ00069000

【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液
【反応時間】:12分未満(測定時間9分未満)
24テスト:154,000円
4987800005434

ID NOW™ インフルエンザ A & B 2
◆1テスト13分以内のインフルエンザ核酸検出
◆イムノクロマト法よりも高いPCR法との一致率
◆核酸精製ステップ不要
◆簡便なワークフロー

【体外診断用医薬品】
承認番号 30200EZ00009000

【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液
【反応時間】:13分以内(測定時間10分以内)
24テスト:108,240円
4571226475034

ID NOW™ ストレップ A 2
◆陽性判定は最短2分、陰性判定は6分
◆培養法と同等の高い検出感度
◆核酸精製ステップ不要
◆簡便なワークフロー
◆咽頭ぬい液用滅菌綿棒が付属

【体外診断用医薬品】
承認番号 30400EZ00020000

【検体】:咽頭ぬい液
【反応時間】:2~6分
24テスト:59,400円
4571226475058

全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®

株式会社ミズホメディー

- ◆前処理不要1ステップ自動判定
- ◆感染症5項目に対応
- ◆タッチパネルでスムーズな操作
- ◆ヘリコバクターピロリ核酸キット新発売(新規保険適応)



【測定原理】
PCR-Q7プローブ法

【寸法】:152W×343D×300Hmm
【重量】:約6kg
【価格】:825,000円
4987537851007

専用試薬

※CDTキシン B、ヘリコバクターピロリの試薬については、お問い合わせ下さい

スマートジーン® SARS-CoV-2 テストカードリッジ
◆煩雑な前処理不要(RNA抽出作業が不要)
◆測定開始から60分で結果判定



【体外診断用医薬品】
承認番号 30300EZ00020000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液、唾液
【反応時間】:約40~60分
5テスト:34,320円
4987537502107

スマートジーン® Myco テストカードリッジ
◆測定開始から約30~50分で結果判定
◆マイコプラズマ23S rRNAの変異株も検出



【体外診断用医薬品】
承認番号 23000EZ00006000
【検体】:咽頭ぬい液
【反応時間】:30~50分
5テスト:14,850円
4987537501100

スマートジーン® SARS-CoV-2 検体採取セット
10テスト:6,160円
4987537502206

スマートジーン® Myco 検体採取セット
【検体】:咽頭ぬい液
10テスト:3,300円
4987537501209

感染症迅速診断システム クイック チェイサー Immuno Reader II

株式会社ミズホメディー

- ◆自動判定のため、時間に制約されず、個人差のない判定が可能
- ◆感染症7項目に対応 (Flu、Myco、RSV、Adeno、Adeno、StrepA、SARS-CoV-2、SARS-CoV-2/Flu)
- ◆テストカートリッジを機器にセットするだけで、プリントアウトまでを自動化



【測定原理】
イムノクロマト反射光測定法

【寸法】:100W×200D×200Hmm
【重量】:約2.3kg
【価格】:495,000円
4987537821000

専用試薬

◆鋭増幅反応により高感度に検出 発症初期における診断精度を向上 ※Myco、RSV/Adeno、Adeno、StrepAの試薬については、お問い合わせ下さい

クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2
◆判定時間はわずか15分
◆テストカートリッジはQRコードで自動管理



【体外診断用医薬品】
承認番号 30300EZ000023000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液、唾液
【反応時間】:15分
10テスト:15,400円
4987537672503

クイック チェイサー® Auto Flu A,B
◆判定時間は3分30秒~15分



【体外診断用医薬品】
承認番号 22300AMX00568000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬい液
【反応時間】:3.5分~15分(陰性の場合は15分)
10テスト:14,300円
4987537678505

ラピッドテスターリーダー

積水メディカル株式会社

- ◆タイマーモード、連続測定モード搭載
- ◆試薬カセットのバーコードで自動で項目選定
- ◆ラピッドテスターリーダー プリンタ 接続でデータの自動印刷可能
- ◆付属のUSBメモリーにデータを保存することが可能
- ◆バーコードスキャナにより患者IDの読込が可能



【その他仕様】
・専用試薬はラピッドテスター FLU-NEXT、SARS-CoV-2、RSV&SARS-CoV-2、RSV-アデノ-NEXT、Myco
・周囲温度:15℃~30℃
・相対湿度:70%以下(結露しないこと)

【寸法】:120W×235D×145Hmm
【重量】:約1700g
【価格】:275,000円
4987502530500

専用試薬

「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

ラピッドテスタ FLU-NEXT
【体外診断用医薬品】
承認番号 22900EZ00063000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬい液
【反応時間】:~15分
10テスト:12,980円
4987502529801

ラピッドテスタ RSV-アデノ-NEXT
【体外診断用医薬品】
承認番号 30200EZ00014000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬい液
【反応時間】:~10分
10テスト:19,800円
4987502542985

ラピッドテスタ SARS-CoV-2
【体外診断用医薬品】
承認番号 30300EZ00005000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液
【反応時間】:~10分
10テスト:15,400円
4987502549410

ラピッドテスタ Myco
【体外診断用医薬品】
承認番号 30300EZ000057000
【検体】:咽頭ぬい液
【反応時間】:~15分
10テスト:15,400円
4987502546723

ラピッドテスタ RSV&SARS-CoV-2
【体外診断用医薬品】
承認番号 30400EZ00042000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液
【反応時間】:~10分
10テスト:22,000円
4987502553585

スマート QC リーダー

株式会社ミズホメディー

- ◆検査結果は自動でプリントアウト
- ◆選べるモード設定 ①ヨミトリ/②ジドウソクテイ
- ◆時間管理が不要(※モードによる)
- ◆軽量 コンパクトで持ち運び可能
- ◆ヒーター内蔵で低温時にも安心測定



【寸法】:103W×220D×125Hmm
【重量】:約0.7kg(ACアダプターは含まない)
【価格】:30,800円
4987537880007

専用試薬

※SARS-CoV-2はP3を参照ください
※SARS-CoV-2/FluはP5を参照ください

クイック チェイサー® Adeno
【体外診断用医薬品】
承認番号 21900AMX00935000
【検体】:鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬい液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬい液
【反応時間】:7分
10テスト:13,200円
4987537700305

クイック チェイサー® Flu A,B (スタイプ)
【体外診断用医薬品】
承認番号 21600AMX00062000
【検体】:鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬい液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬい液
【反応時間】:1~5分(陰性の場合は45分)
10テスト:7,700円
4987537700008

クイック チェイサー® RSV/hMPV
【体外診断用医薬品】
承認番号 22800EZ00021000
【検体】:鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬい液(hMPVのみ)
【反応時間】:5~10分(陰性の場合は10分)
10テスト:13,200円
4987537700404

クイック チェイサー® StrepA
【体外診断用医薬品】
承認番号 22400AMX01374000
【検体】:咽頭ぬい液
【反応時間】:3~5分(陰性の場合は45分)
10テスト:7,700円
4987537700206

クイック チェイサー® 肺炎球菌II
【体外診断用医薬品】
承認番号 30100EZ000032000
【検体】:尿、唾液(肺炎球菌のみ)
【反応時間】:5~10分(陰性の場合は10分)
10テスト:13,200円
4987537700503

クイック チェイサー® 肺炎球菌/レジオネラ
【体外診断用医薬品】
承認番号 22900EZ00028000
【検体】:尿、唾液(肺炎球菌のみ)
【反応時間】:5~10分(陰性の場合は10分)
10テスト:26,400円
4987537700602

クイックナビリーダー™2

大塚製薬株式会社

- ◆軽量、コンパクト
- ◆感染症5項目、6製品に対応(SARS-CoV-2、Flu、Adeno、RSV、マイコプラズマ)
- ◆デバイスの種類はバーコードで自動判別するため、切り替え操作不要



【寸法】:80W×121D×65Hmm
【重量】:約0.25kg(単3形アルカリ乾電池3本込み)
【価格】:41,800円
4987035664819

専用試薬

クイックナビ™ COVID19Ag
【体外診断用医薬品】
承認番号 30200EZ00047000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液
【反応時間】:8分
10テスト:16,500円
4987035627111

クイックナビ™ Flu+COVID19Ag
【体外診断用医薬品】
承認番号 30300EZ00053000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液
【反応時間】:10分
10テスト:23,100円
4987035635314

クイックナビ™ Flu2
【体外診断用医薬品】
承認番号 22800EZ00085000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬい液
【反応時間】:5分
10テスト:14,300円
4987035584919

クイックナビ™ RSV2
【体外診断用医薬品】
承認番号 30100EZ00013000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:5分
10テスト:14,300円
4987035608318

クイックナビ™ アデノ2
【体外診断用医薬品】
承認番号 30100EZ00036000
【検体】:鼻咽頭ぬい液、鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬい液
【反応時間】:~5分
10テスト:18,700円
4987035612414

クイックナビ™ マイコプラズマ
【体外診断用医薬品】
承認番号 22900EZ00009000
【検体】:咽頭ぬい液
【反応時間】:15分
10テスト:16,500円
4987035584711

FASTER, SMALLER, SMARTER: Syndromic Testing for POCT

POCT向けの網羅的な迅速遺伝子検査 BioFire® SpotFire®



15項目の
呼吸器感染病原体を
約15分で測定

BACTERIA

Bordetella pertussis
(百日咳菌)

Bordetella parapertussis
(バラ百日咳菌)

Chlamydia pneumoniae
(クラミア・ニューモニエ)

Mycoplasma pneumoniae
(マイコプラズマ・ニューモニエ)

VIRUSES

- 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
- 季節性新型コロナウイルス
- インフルエンザA
- インフルエンザA/H1-2009
- インフルエンザA/H3
- インフルエンザB
- RSウイルス
- アデノウイルス
- ヒトメタニューモウイルス
- ヒトライノウイルス/エンテロウイルス
- パラインフルエンザウイルス

製造販売元

ピオメリュー・ジャパン株式会社

臨床事業部 営業本部 03-6731-9000
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー2階
www.biomerieux.co.jp

PIONEERING DIAGNOSTICS

●販売名: BioFire SpotFire R/32L
体外診断用医薬品製造販売承認番号: 30500EZ00039000
●販売名: BioFire SpotFireシステム
医療機器製造販売届出番号: 1383X00212000022