

ジェネリックの未来を創る。

高品質なジェネリック医薬品を安定的かつ継続的に供給するために

共創未来ファーマは東邦ホールディングスグループの一員として、ジェネリック医薬品の製造から流通・調剤までのサプライチェーンを最適化し、既存の枠にとらわれない新しい発想で医薬の未来を変えていきます。



東邦ホールディングスグループ 共創未来ファーマ株式会社

<http://www.kyosomirai-p.co.jp>

A000002291

ご案内

ENIFくんにおまかせには、様々な商品を掲載させて頂いておりますが、商品によっては販売できない場合もございますのでご了承ください。

種類	病院・診療所	薬局	店舗販売業
医療用医薬品	○	○	×
要指導医薬品	△	□	□
一般用医薬品	△	○	○
体外診断用医薬品	医療用	○	□
	一般用	○	○
高度管理医療機器等	○	□	□
管理医療機器	○	○	○
一般医療機器	○	○	○

- ：販売できます
- ×：販売できません
- △：患者様の治療のために使用する場合は販売できます
- ：販売できない場合があります

共創未来グループ

会社名	〒	住所	電話番号
東邦薬品株	104-0028	東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 9F	03-6838-2810
株セイエル	730-0015	広島県広島市中区橋本町6-17 池尻ビル1F	082-502-6302
株幸輝	761-8057	香川県高松市田村町948	087-867-2620
九州東邦株	812-8585	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46	092-641-3126
沖縄東邦株	903-0117	沖縄県西原町翁長834 トムズビル1F	098-946-6000
株大正堂	528-0028	滋賀県甲賀市水口町城東3-38	0748-65-3001
株スカイメディカル九州	830-0023	福岡県久留米市中央町35-18	0942-48-8010
酒井薬品株	181-8551	東京都三鷹市野崎1-11-22	0422-47-2135

会社名	〒	住所	電話番号
株大木	112-0013	東京都文京区音羽2-1-4	03-3947-2232
国分グループ本社株	103-8241	東京都中央区日本橋1-1-1	03-3276-4251
共創未来ファーマ株	104-0028	東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 8F	03-6838-2810

<http://www.kyosomirai-p.co.jp>

2024年8月現在

ENIFくんにおまかせ

予防

診断

治療



冬のそなえ
2024~2025WINTER




共創未来グループ

INDEX

- 感染症検査機器 1
- 感染症検査機器・検査キット 2
- 感染症検査キット 3~8
- 感染症コンボキット 9
- 認知機能スクリーニングキット・
新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット 10

- 新製品 12
- ピックアップ商品 13~16
- 感染症対策 17~18
- 保温・保湿 19
- 冷却・水分 20
- 不眠 21



感染症検査機器

全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®

株式会社ミズホメディー

- ◆前処理不要1ステップ自動判定
- ◆感染症5項目に対応
- ◆タッチパネルでスムーズな操作
- ◆ヘリコバクターピロリ核酸キット新規保険適応

【一般医療機器】
【特定保守管理医療機器】
【設置管理医療機器】
届出番号 41B2X10001000004



【寸法】:152W×343D×300Hmm
【重量】:約6kg
【価格】:825,000円
4987537851007

【測定原理】PCR-Qアープ法

専用試薬

※CDi-キシン B、ヘリコバクターピロリ、Flu A、Bの試薬については、お問い合わせ下さい

スマートジーン® SARS-CoV-2 テストカートリッジ
◆煩雑な前処理不要 (RNA 抽出作業が不要)
◆測定開始から60分で結果判定



【検体】:鼻咽喉ぬい液、鼻腔ぬい液、唾液
【反応時間】:約40~60分
承認番号 30300EZ00020000 5テスト:34,320円
4987537502107

スマートジーン® Myco テストカートリッジ
◆測定開始から約20~40分で結果判定
◆マイコプラズマ23S rRNAの変異株も検出



【検体】:咽頭ぬい液
【反応時間】:30~50分
承認番号 23000EZ00006000 5テスト:14,850円
4987537501100

スマートジーン® SARS-CoV-2 検体採取セット
【検体】:鼻咽喉ぬい液、鼻腔ぬい液、唾液
10テスト:6,160円
4987537502206

スマートジーン® Myco 検体採取セット
【検体】:咽頭ぬい液
10テスト:3,300円
4987537501209

ID NOW™ インストゥルメント

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆NEAR法による核酸増幅技術により、13分以内で検査結果を提供
- ◆設置場所をとらないため、様々な医療現場にフィット
- ◆カートリッジをセットし検体を懸濁するだけの簡単なワークフロー
- ◆コンタミネーションや感染リスクに配慮した設計

【一般医療機器】
【特定保守管理医療機器】
【設置管理医療機器】
届出番号 12B1X10004000018



【寸法】:207W×194D×145Hmm
【重量】:約3.0kg
【価格】:1,540,000円
4571226475010

【その他仕様】接続性:HL7, ASTM LIS, POCTに対応

専用試薬

ID NOW™ 新型コロナウイルス2019 v2.0
◆陽性判定は最短6分、陰性判定は12分未満
◆核酸精製ステップ不要
◆2種類 (鼻咽喉頭用、鼻腔用) の滅菌綿棒が付属
◆精度管理用コントロールスワブが付属

【検体】:鼻咽喉ぬい液、鼻腔ぬい液
【反応時間】:12分未満 (測定時間9分未満)
承認番号 30400EZ000069000 24テスト:154,000円
4987800005434

ID NOW™ インフルエンザ A & B 2
◆1テスト13分以内のインフルエンザ核酸検出
◆イムノクロマト法よりも高いPCR法との一致率
◆核酸精製ステップ不要
◆簡便なワークフロー

【検体】:鼻咽喉ぬい液、鼻腔ぬい液
【反応時間】:13分以内 (測定時間10分以内)
承認番号 30200EZ00009000 24テスト:73,920円
4571226475034

ID NOW™ ストレップ A 2
◆陽性判定は最短2分、陰性判定は6分
◆培養法と同等の高い検出感度
◆核酸精製ステップ不要
◆簡便なワークフロー
◆咽頭ぬい液用滅菌綿棒が付属

【検体】:咽頭ぬい液
【反応時間】:2~6分
承認番号 30400EZ000020000 24テスト:59,400円
4571226475058

スマート QC リーダー

株式会社ミズホメディー

- ◆検査結果は自動でプリントアウト
- ◆選べるモード設定
①ヨミトリ/②ジドウソクテイ
- ◆時間管理が不要 (※モードによる)
- ◆軽量 コンパクトで持ち運び可能
- ◆ヒーター内蔵で低温時にも安心測定

【一般医療機器】
【特定保守管理医療機器】
届出番号 41B2X10001000005



【寸法】:103W×220D×125Hmm
【重量】:0.7kg (ACアダプターは含まない)
【価格】:30,800円
4987537880007

専用試薬

※SARS-CoV-2はP3を参照ください ※SARS-CoV-2/FluはP8を参照ください ※SARS-CoV-2/RSVはP8を参照ください

クイックチェイサー® Adeno
【検体】:鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬい液、鼻結膜ぬい液
承認番号 21900AMX00935000 10テスト:13,200円
4987537700305

クイックチェイサー® Flu A, B (タイプ)
【検体】:鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬい液、鼻汁鼻かみ液
承認番号 21600AMX00062000 10テスト:7,700円
4987537700008

クイックチェイサー® RSV/hMPV
【検体】:鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬい液 (hMPVのみ)
承認番号 22800EZ000021000 10テスト:13,200円
4987537700404

クイックチェイサー® StrepA
【検体】:咽頭ぬい液
承認番号 22400AMX01374000 10テスト:7,700円
4987537700206

クイックチェイサー® 肺炎球菌II
【検体】:尿、髄液
承認番号 30100EZ000032000 10テスト:13,200円
4987537700503

クイックチェイサー® 肺炎球菌/レジオネラ
【検体】:尿、髄液 (肺炎球菌のみ)
承認番号 22900EZ000028000 10テスト:26,400円
4987537700602

【その他仕様】
・専用試薬はラピッドテスタ FLU-NEXT、SARS-CoV-2、RSV&SARS-CoV-2、RSV-Aデノ-NEXT、Myco
・周囲温度:15℃~30℃
・相対湿度:70%以下 (結露しないこと)

【寸法】:120W×235D×145Hmm
【重量】:約1700g
【価格】:275,000円
4987502530500

専用試薬

「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社日本における登録商標です。

ラピッドテスタ FLU-NEXT
【検体】:鼻咽喉ぬい液、鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、鼻かみ液、咽頭ぬい液
承認番号 22900EZ000063000 10テスト:12,980円
4987502529801

ラピッドテスタ RSV-Aデノ-NEXT
【検体】:鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬい液
承認番号 30200EZ000014000 10テスト:19,800円
4987502542985

ラピッドテスタ SARS-CoV-2
【検体】:鼻咽喉ぬい液、鼻腔ぬい液
承認番号 30300EZ000050000 10テスト:15,400円
4987502549410

ラピッドテスタ Myco
【検体】:咽頭ぬい液
承認番号 30300EZ000057000 10テスト:15,400円
4987502546723

ラピッドテスタ RSV&SARS-CoV-2
【検体】:鼻咽喉ぬい液、鼻腔ぬい液
承認番号 30400EZ000042000 10テスト:22,000円
4987502553585

●価格はメーカー希望価格 (税込) です。



感染症検査機器・検査キット

感染症迅速診断システム クイックチェイサー Immuno Reader II

株式会社ミズホメディー

- ◆自動判定のため、時間に制約されず、個人差のない判定が可能
- ◆感染症7項目に対応 (Flu、Myco、RSV/Adeno、Adeno、StrepA、SARS-CoV-2、SARS-CoV-2/Flu)
- ◆テストカートリッジを機器にセットするだけ、プリントアウトまでを自動化

【一般医療機器】
【特定保守管理医療機器】
届出番号 14B1X10022000124



【寸法】:100W×200D×200Hmm
【重量】:約2.3kg
【価格】:495,000円
4987537821000

【測定原理】イムノクロマト反射光測定法

専用試薬

◆銀増幅反応により高感度に検出 発症初期における診断精度を向上 ※Myco、RSV/Adeno、Adeno、StrepAの試薬については、お問い合わせ下さい

クイックチェイサー® Auto SARS-CoV-2
◆判定時間はわずか15分
◆テストカートリッジはQRコードで自動管理
【検体】:鼻咽喉ぬい液、鼻腔ぬい液、唾液
承認番号 30300EZ000023000 10テスト:15,400円
4987537672503

クイックチェイサー® Auto Flu A, B
◆判定時間は3分30秒~15分
【検体】:鼻腔ぬい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬい液
承認番号 22300AMX00568000 10テスト:14,300円
4987537678505

クイックナビ-H.ピロリ テストデバイス/採便容器


大塚製薬株式会社

- ◆検体提出袋に採便シート、検体浮遊液、使用説明書を封入済のため患者への配布が容易
- ◆テストデバイスに滴加数、判定時間を明記
- ◆有効期間は製造後24ヶ月

【体外診断用医薬品】
承認番号 22800ZX000051000



採便容器 (1セット)




テストデバイス 10テスト:13,200円
4987035635512
採便容器 10個:1,760円
4987035636311

【検体】:糞便 (排泄便)
【反応時間】:8分

ヴェリファスト® H-FABP

日本ビーシージー製造株式会社

- ◆判定まで10分
- ◆全血、血漿、血清の3種の検体で検査可能
- ◆1回用、5回用包装あり
- ◆ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白 (H-FABP) は心筋虚血に伴う心筋細胞の傷害時に速やかに血中へと逸脱するため、急性冠症候群の早期診断マーカーとして有用とされている



【検体】:全血・血漿・血清
【反応時間】:10分




1テスト:1,485円
4987501223502
5テスト:7,150円
4987501223106

ヴェリファスト® PCT

日本ビーシージー製造株式会社

- ◆判定まで10分
- ◆全血、血漿、血清の3種の検体で検査可能
- ◆1回用、5回用包装あり
- ◆プロカルシトニン (PCT) は重症感染症の鑑別に有用であり、また細菌感染と他の疾患の鑑別にも有用であるという報告がある



【検体】:全血・血漿・血清
【反応時間】:10分



1テスト:3,190円
4987501212506
5テスト:15,125円
4987501212100


●価格はメーカー希望価格 (税込) です。

ヘリコバクターピロリ

心臓由来脂肪酸結合蛋白

プロカルシトニン

感染症分析検査装置




感染症検査キット

クイックナビ™-COVID19 Ag

大塚製薬株式会社

- ◆判定時間:8分
- ◆オミクロン株を含む変異株との反応性も確認済
- ◆Flu2(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)、RSV2(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)と検体共用可



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:8分

10テスト:16,500円
4987035627111

チェックMR-COV19

MeijiSeikaファルマ株式会社

- ◆陽性は3~15分後、陰性は15分後に判定可能
- ◆ノズルにストッパーを使用
- ◆滴下数、測定時間をテストプレートに記載
- ◆試験成績:陽性一致率82.9%、陰性一致率100%、全体一致率89.4%



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分(陽性については3分~15分)

10テスト:16,500円
4987222002028

クイックナビ™-Flu2

大塚製薬株式会社

- ◆Flu+COVID19Ag又はCOVID19Ag検体浮遊液で調整した検体と共用可(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液)
- ◆検体種によりRSV2、アデノ2、マイコプラズマと検体共用可能



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】:5分

10テスト:14,300円
4987035584919

チェック-Flu A・B

MeijiSeikaファルマ株式会社

- ◆3~5分後に結果判定可能
- ◆臨床試験成績:鼻腔ぬぐい液:陽性・陰性・全体一致率100%
- ◆先端が柔らかいスワブ使用



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:3分~5分

10テスト:12,100円
4987222001977

クイック チェイサー® SARS-CoV-2

株式会社ミズホメディー

- ◆最終判定(陰性判定)は10分
- ◆検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆フィルターがネジ込み式で簡単取付
- ◆デンシトメリー分析装置 スマート QC リーダー対応品



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分(陰性の場合10分)

10テスト:8,800円
4987537700909

エスプライン® SARS-CoV-2N

富士レビオ株式会社

- ◆専用綿棒・容器で唾液検体も検査可能
- ◆オミクロン株含む変異株も高い反応性
- ◆有効期間:製造後21ヶ月



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、唾液
【反応時間】:20分

10テスト:13,200円
4987270260920

クイック チェイサー® Flu A,B (タイプ)

株式会社ミズホメディー

- ◆デンシトメリー分析装置スマートQCリーダー対応品
- ◆陽性判定は1分から可能
- ◆左がA型、右がB型と左右に分かれているため、判別が容易
- ◆検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆フィルターがネジ込み式で簡単取り付け




【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】:1~5分(陰性の場合5分)

10テスト:7,700円
4987537700008

エスプライン® インフルエンザA&B-N

富士レビオ株式会社

- ◆エスプライン® SARS-CoV-2 N検体処理液の共用可能
- ◆綿棒が使づらい方でも、鼻かみ検体で使用可能
- ◆高感度!インフルエンザをしっかりキャッチ
- ◆やさしい感触のスポンジスワブ採用
- ◆はっきりラインで判定しやすい



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻かみ液
【反応時間】:15分

10テスト:12,100円
4987270295266

イムノエース® SARS-CoV-2 III

株式会社タウンズ

- ◆新型コロナウイルス抗原を10分で検出
- ◆変異株との反応性を確認
- ◆他のイムノエースシリーズと検体共用可能



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分(10分より前でも判定部 [T] 及び [C] の両方に黒色のラインが認められた場合には陽性と判定できます。)

10テスト:15,400円
4987815025106

ラピッドテスタ SARS-CoV-2

積水メディカル株式会社

- ◆判定時間~10分
- ◆目視判定・装置判定(ラピッドテスタ リーダー)の両方が可能
- ◆以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ FLU・NEXT、
ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT



「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分

10テスト:15,400円
4987502549410

イムノエース® Flu

株式会社タウンズ

- ◆最終判定は5分(陽性は3分から判定が可能)
- ◆判定ラインはブラックライン
- ◆ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み鼻腔用スワブを採用
- ◆他のイムノエースシリーズと検体共用可能



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】:3~5分

10テスト:9,900円
4987815005108

ラピッドテスタ FLU・NEXT

積水メディカル株式会社

- ◆高感度
- ◆ラピッドテスタ リーダーを使用し目視判定・装置判定の併用可能
- ◆以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ SARS-CoV-2、ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT



「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分

10テスト:12,980円
4987502529801

Panbio™ COVID-19 Antigen ラピッド テスト(鼻腔ぬぐい液用・S)

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆判定時間:15分(15分前または20分過ぎたものは判定しない)
- ◆感染リスク低減機能付き検体抽出容器
- ◆有効期間:24ヶ月
- ◆別売品:Panbio™ COVID-19 陽性コントロールスワブ



【検体】:鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分(15分前または20分過ぎたものは判定しない)

10テスト:9,350円
4571226475669

イムノファイン SARS-CoV-2

株式会社ニチレイバイオサイエンス

- ◆PCR法との一致率 93.8%
- ◆ラインが見やすく、衛生的なプレートタイプ
- ◆採取しやすい植毛タイプの滅菌綿棒



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:15分

10テスト:9,240円
4987780865936

ファインビジョン™ Influenza

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆マルチカラーラインによる視認性の向上
- ◆判定時間5分
- ◆有効期間:製造後24ヶ月



【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】:5分

10テスト:14,300円
4571226473986

ラピッドテスタ FLUスティックsp

積水メディカル株式会社

- ◆検体抽出から1ステップの簡単操作
- ◆以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ hMPV、ラピッドテスタ RSV-アデノsp
- ◆反応時間は5分以内



【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻かみ液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】:5分


10テスト:12,650円
4987502534232

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

新型コロナウイルス抗原キット

インフルエンザ検査キット




感染症検査キット

クイックナビ™-StrepA2

大塚製薬株式会社

- ◆ 簡単操作！ 試薬調製不要を実現
- ◆ 簡単操作！ 静置なし
- ◆ 見やすくなったテストラインと優れた感度

【検体】：咽頭ぬぐい液
【反応時間】：～5分



10テスト：12,100円
4987035598411

クイック チェイサー® StrepA

株式会社ミズホメディール

- ◆ デンシトメトリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆ 陽性判定は3分から可能
- ◆ 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- ◆ 唾液の影響を受けにくい特異性の高い試薬
- ◆ フィルターがネジ込み式で簡単取り付け



10テスト：17,700円
4987537700206

イムノエース® アデノ

株式会社タウンズ

- ◆ 最終判定は5分（陽性は3分から判定が可能）
- ◆ ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み咽頭・角結膜用スワブを採用
- ◆ 他のイムノエースシリーズと検体共用可能
- ※ 検体種が鼻腔ぬぐい液^{※1}の場合はSARS-CoV-2 Ⅲ、SARS-CoV-2/Flu、Flu、hMPV、RSV Neo、Flu/RSV の項目とも検体共用可能
- 注) Flu、SARS-CoV-2 Ⅲ、SARS-CoV-2/Fluの鼻咽喉ぬぐい液が該当



10テスト：18,700円
4987815003500

イムノキャッチ®-Adeno

栄研化学株式会社

- ◆ イムノキャッチ®-Strep Aと検体抽出液の共用可能（咽頭ぬぐい液）
- ◆ 痛みの少ないスポンジスワブ®を採用
- ◆ 反応時間は5分




10テスト：18,700円
4987026359342

イムノエース® Strep A Neo

株式会社タウンズ

- ◆ 試薬1と試薬2の混合液調製が1ステップで可能
- 試薬1：亜硝酸ナトリウム溶液、試薬2：酢酸溶液
- ◆ 判定ラインはブラックライン
- ◆ ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み咽頭・角結膜用スワブを採用
- ◆ 判定時間は5分



10テスト：9,900円
4987815017101

イムノキャッチ®-Strep A

栄研化学株式会社

- ◆ 抽出操作は簡便ワンステップ
- ◆ イムノキャッチ®-Adenoと検体抽出液の共用可能（咽頭ぬぐい液）
- ◆ 痛みの少ないスポンジスワブ®を採用
- ◆ 反応時間は5分



10テスト：9,900円
4987026359359

クイックナビ™-RSV2

大塚製薬株式会社

- ◆ COVID19Ag・Flu+COVID19Ag検体浮遊液で調整した検体と共用可（鼻咽喉ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液）
- ◆ Flu2、アデノ2、Flu+RSVも検体共用可能
- ◆ 植毛タイプの綿棒採用




10テスト：14,300円
4987035608318

エルナス® スティック アデノウイルス

富士レビオ株式会社

- ◆ 使いやすい&コンパクト設計
- ◆ 高感度で精度良く検出
- ◆ 抽出操作がしやすい新構造チューブ
- ◆ 検体採取効率の良いフロッグスワブ採用
- ◆ 簡単な手技で廃棄の少ないスティックタイプ



5テスト：9,350円
4987270130629
10テスト：18,700円
4987270130636

ラピッドテスタ ストレップA

積水メディカル株式会社

- ◆ 検体抽出液は1つのボトルに分注済み
- ◆ 試薬調整が1ステップ
- ◆ 5分で判定可能



10テスト：9,900円
4987502408731

エルナス® スティック ストレップA

富士レビオ株式会社

- ◆ 試薬調整は分注済みの試験チューブに1滴滴下のみ
- ◆ 培養法と同等の高い特異性
- ◆ 検体採取効率の良いフロッグスワブ採用
- ◆ 有効期間：製造後24ヶ月



10テスト：9,900円
4987270130643
25テスト：22,000円
4987270130650

イムノエース® RSV Neo

株式会社タウンズ

- ◆ 最終判定は5分
- ◆ 判定ラインはブラックライン
- ◆ ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み鼻腔用スワブを採用
- ◆ 他のイムノエースシリーズと検体共用可能
- ※ 検体種が鼻腔ぬぐい液^{※1}の場合はSARS-CoV-2 Ⅲ・SARS-CoV-2/Flu・Flu・アデノ・hMPV の項目とも検体共用可能
- 注) Flu、SARS-CoV-2 Ⅲ、SARS-CoV-2/Fluの鼻咽喉ぬぐい液が該当



10テスト：13,200円
4987815009106

イムノキャッチ®-RSV

栄研化学株式会社

- ◆ しなやかなプラスチック軸と柔らかいスポンジタイプの綿棒
- ◆ 検体抽出後は簡単1ステップ操作
- ◆ 反応容器に検査項目、反応時間、試料滴下数を記載



10テスト：13,200円
4987026208305

ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT

積水メディカル株式会社

- ◆ 1回の検査でRSウイルスとアデノウイルスの検出が同時に可能
- ◆ 目視判定・装置判定（ラピッドテスタリーダー）の両方が可能
- ◆ 以下の製品と検体希釈液が共通
ラピッドテスタ FLU-NEXT、ラピッドテスタ SARS-CoV-2



10テスト：19,800円
4987502542985

ラピッドテスタ Myco

積水メディカル株式会社

- ◆ 検体抽出後、15分で判定可能
- ◆ 目視判定・装置判定（ラピッドテスタリーダー）の両方が可能




10テスト：15,400円
4987502546723

クイックナビ™-アデノ2

大塚製薬株式会社

- ◆ 優れた感度
- ◆ 植毛型綿棒を採用 ウイルス採取量が平均約10倍
- ◆ Flu2、RSV2、Flu+RSVと検体共有可能（鼻腔ぬぐい液・鼻腔吸引液）
- ◆ Flu2、マイコプラズマと検体共有可能（咽頭ぬぐい液）




10テスト：18,700円
4987035612414

クイック チェイサー® Adeno

株式会社ミズホメディール

- ◆ デンシトメトリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆ 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- ◆ 検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆ フィルターがネジ込み式で簡単取り付け



10テスト：13,200円
4987537700305

● 価格はメーカー希望価格（税込）です。

● 価格はメーカー希望価格（税込）です。


ストレップA (A群β溶連菌)

RSウイルス

RSV/アデノ

アデノウイルス

マイコプラズマ




感染症検査キット

クイックナビ™-マイコプラズマ

大塚製薬株式会社

- ◆マイコプラズマ抗原を迅速・高感度に検出
- ◆遺伝子検査(LAMP法)との陽性一致率81.7%
- ◆Flu2、アデノ2と検体共有可能(咽頭ぬぐい液)

体外診断用医薬品
承認番号 22900EZ00009000



10テスト:16,500円
4987035584711

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分

クイック チェイサー® Myco

株式会社ミズホメディー

- ◆リアルタイムPCR法との比較で陽性一致率82.1%を実現
- ◆滴下数&判定時間の表記で、操作ミスを軽減
- ◆1ステップの簡単操作

体外診断用医薬品
承認番号 22800EZ00055000



10テスト:15,400円
4987537683004

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:5分~15分(陰性の場合は15分)

クイックナビ™-Flu+COVID19Ag

大塚製薬株式会社

- ◆1デバイスでSARS-CoV-2抗原、A型・B型インフルエンザ抗原を同時検出可能
- ◆オミクロン株を含む変異株との反応性も確認済
- ◆Flu2(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)、RSV2(鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液)と検体共有可

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00053000



10テスト:23,100円
4987035635314

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分

クイックナビ™-Flu+RSV

大塚製薬株式会社

- ◆1デバイスでインフルエンザA型・B型とRSウイルスが同時検出可能
- ◆クイックナビシリーズで検体共有可能(アデノ2、Flu2、RSV2)
- ◆植毛タイプの綿棒採用
- ◆優れた感度、特異性

体外診断用医薬品
承認番号 22400AMX00770000



10テスト:16,500円
4987035540113

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】:8分

リボテスト® マイコプラズマ

極東製薬工業株式会社

- ◆抗原検査により肺炎マイコプラズマの早期検出が可能
- ◆リボソームタンパク質“L7/L12”の菌種に固有な領域を識別
- ◆専用の機器や設備が不要で、咽頭ぬぐい液から15分で判定可能

体外診断用医薬品
承認番号 22400AMX01479000



10テスト:16,500円
4987551450507

【検体】:咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分

リボテスト® 百日咳

極東製薬工業株式会社

- ◆抗原検査により百日咳菌の早期検出が可能
- ◆リボソームタンパク質“L7/L12”の菌種に固有な領域を識別
- ◆専用の機器や設備が不要で、鼻咽頭ぬぐい液から15分で判定可能

体外診断用医薬品
承認番号 30200EZ00031000



10テスト:23,870円
4987551450903

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分
(試料滴下後5分以降にテストラインとコントロールラインの両方が明確に認められた場合、陽性と判定できます)

クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu A,B

株式会社ミズホメディー

- ◆SARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原、B型インフルエンザウイルス抗原を同時測定
- ◆最終判定(陰性判定)は10分
- ◆テストプレートは左がA型・B型インフルエンザウイルス、右がSARS-CoV-2と左右に分かれているため、判別が容易

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00090000



10テスト:18,150円
4987537686005

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分(陰性の場合は10分)

クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu

株式会社ミズホメディー

- ◆デンシトメリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆SARS-CoV-2抗原とインフルエンザウイルス抗原を同時測定
- ◆最終判定(陰性判定)は10分
- ◆テストプレートは左がインフルエンザウイルス・右がSARS-CoV-2と左右に分かれているため、判別が容易

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00089000



10テスト:16,500円
4987537700701

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:~10分(陰性の場合は10分)

クイック チェイサー® 肺炎球菌/レジオネラ

株式会社ミズホメディー

- ◆デンシトメリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆陽性判定は5分から可能
- ◆イムノクロマト法を原理とした検出試薬
- ◆検体を滴下するだけの簡単操作
- ◆使いやすい専用スポイト付属

体外診断用医薬品
承認番号 22900EZ00028000



10テスト:26,400円
4987537700602

【検体】:尿、髄液(肺炎球菌のみ)
【反応時間】:5~10分(陰性の場合は10分)

イムノキャッチ®-肺炎球菌/レジオネラ

栄研化学株式会社

- ◆肺炎球菌とレジオネラを同時検出
- ◆尿検体を滴下するだけの簡単な1STEP操作
- ◆視認性の高いクリアな判定像

体外診断用医薬品
承認番号 23000EZ00055000



10テスト:37,400円
4987026231068

【検体】:尿
【反応時間】:15分

クイック チェイサー® SARS-CoV-2/RSV

株式会社ミズホメディー

- ◆デンシトメリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆SARSコロナウイルス抗原とRSウイルス抗原を同時測定
- ◆判定部がウイルス毎に左右に分かれているため判別が容易
- ◆検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器
- ◆フィルターがネジ込み式で簡単取付

体外診断用医薬品
承認番号 30400EZ00055000



10テスト:19,800円
4987537700800

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:10分(陰性の場合は10分)

クイック チェイサー® RSV/hMPV

株式会社ミズホメディー

- ◆デンシトメリー分析装置 スマートQCリーダー対応品
- ◆陽性判定は5分から可能
- ◆滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- ◆1ステップの簡単操作
- ◆フィルターがネジ込み式で簡単取り付け

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00021000



10テスト:13,200円
4987537700404

【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬぐい液(hMPVのみ)
【反応時間】:5~10分(陰性の場合は10分)

イムノキャッチ®-ノロPlus

栄研化学株式会社

- ◆直腸便と排泄便に共用可能な輸送用チューブ付綿棒採用
- ◆採用シート「水洗用トイレットペーパー」付き
- ◆新生児・乳児検体、オムツからの検体等、特殊な便検体も測定可能
- ◆幅広いgenotypeを検出

体外診断用医薬品
承認番号 22800EZ00061000



10テスト:16,500円
4987026221663

【検体】:排泄便、洗腸便、直腸便
【反応時間】:15分

クイック チェイサー CD GDH/TOX

株式会社ミズホメディー

- ◆GDHとTOXを同時に検出
- ◆試薬の調製不要の簡単操作
- ◆判定時間はわずか15分
- ◆保管しやすい室温品

体外診断用医薬品
承認番号 30200EZ00011000



10テスト:8,800円
4987537685008

【検体】:自然排泄便
【反応時間】:15分

エスプライン® SARS-CoV-2&Flu A+B

富士レボイ株式会社

- ◆オミクロン株含む変異株も高い反応性
- ◆1回の検体採取でSARS-CoV-2とFluの同時検査が可能
- ◆検体抽出後の静置時間不要
- ◆有効期間:製造後21ヶ月

体外診断用医薬品
承認番号 30300EZ00068000



10テスト:16,500円
4987270260685


【検体】:鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】:20分

Panbio™ COVID-19/Flu A&B ラピッド パネル(鼻咽頭ぬぐい液用)

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

- ◆2項目同時測定:SARS-CoV-2/Flu A&B
- ◆判定時間:15分(15分前または20分過ぎたものは判定しない)
- ◆有効期間:24ヶ月
- ◆別売品:Panbio™ COVID-19/Flu A&B 陽性コントロールスワブ

体外診断用医薬品
承認番号 30500EZ00030000



10テスト:14,300円
4571226475645

【検体】:鼻咽頭ぬぐい液
【反応時間】:15分(15分前または20分過ぎたものは判定しない)

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

マイコプラズマ

肺炎球菌/レジオネラ

ノロウイルス

百日咳

Cディフィシル

感染症コンボキット

感染症コンボキット

チェックMR-COV19+Flu

MeijiSeikaファルマ株式会社

- ◆陽性は3分～15分後、陰性は15分後に判定可能
- ◆滴下後、測定時間をテストプレートに記載
- ◆試験成績：陽性一致率82.9%、陰性一致率100%、全体一致率89.4%
- ◆有効期間：製造後24ヶ月

【体外診断用医薬品】
承認番号 30500EZ00046000



10テスト：16,500円
498722203025

【検体】：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：陽性：3分～15分 陰性：15分

イムノアロー® SARS-CoV-2&FluA/B&RSV

極東製薬工業株式会社

- ◆1回の検査で以下の4つの抗原を同時検出可能 (SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSウイルス)
- ◆色分けされた見やすいライン
- ◆専用の機器や設備が不要

【体外診断用医薬品】
承認番号 30400EZ00072000



10テスト：46,200円
4987551451818

【検体】：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：～15分(15分より前でもテストラインとコントロールラインが形成された場合、陽性と判定できます)


感染症トリプルキット

ラピッドテスト FLU&SARS-CoV-2

積水メディカル株式会社

- ◆1度の検体採取でインフルエンザとSARS-CoV-2の同時検査が可能
- ◆反応時間は10分以内

【体外診断用医薬品】
承認番号 30400EZ00043000



10テスト：16,500円
4987502554063

「ラピッドテスト」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：10分

ラピッドテスト RSV&SARS-CoV-2

積水メディカル株式会社

- ◆1度の検体採取でRSウイルスとSARS-CoV-2の同時検査が可能
- ◆反応時間は10分以内

【体外診断用医薬品】
承認番号 30400EZ00042000



10テスト：22,000円
4987502553585

「ラピッドテスト」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

【検体】：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：10分

イムノエース® SARS-CoV-2/Flu

株式会社タウンズ

- ◆SARS-CoV-2とFluを同時に検査可能
- ◆変異株との反応性を確認
- ◆他のイムノエースシリーズと検体共用可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 30400EZ00008000



10テスト：19,800円
4987815022105

【検体】：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：～15分(15分より前でも判定部[T]又は[A]又は[B]及び[C]の両方に黒色のラインが認められた場合は陽性と判定できます)

イムノエース® Flu/RSV

株式会社タウンズ

- ◆FluとRSVを同時に検査
- ◆最終判定は5分
- ◆判定ラインはブラックライン
- ◆ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み鼻腔用スワブを採用
- ◆他のイムノエースシリーズと検体共用可能

【体外診断用医薬品】
承認番号 22400AMX00676000



10テスト：15,400円
4987815010102

※検体種が鼻腔ぬぐい液^{※1}の場合はSARS-CoV-2Ⅲ・アデノ・hMPVの項目とも検体共用可能
注)Flu、SARS-CoV-2Ⅲ、SARS-CoV-2/Fluの鼻咽頭ぬぐい液が該当


【検体】：鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】：3～5分

COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」

株式会社ニチレイバイオサイエンス

- ◆インフルエンザはA型・B型の鑑別も可能
- ◆ラインが見やすく、衛生的なプレートタイプ
- ◆採取しやすい植毛タイプの滅菌綿棒

【体外診断用医薬品】
承認番号 30300EZ000034000



20テスト：32,780円
4987780865479

【検体】：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：15分

RTテスト イムノクロマト-SARS-CoV-2/FluA+B

島津ダイアグノスティクス株式会社

- ◆判定部のラインの色が異なるため、誤判定リスクを軽減
- ◆判定時間は10分以内
- ◆FluAとFluBの鑑別が可能
- ◆操作は調製した試料をテストプレートに滴下するのみ

【体外診断用医薬品】
承認番号 30600EZ00001000



10テスト：22,000円
4987302078608

【検体】：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：10分(10分より前にC部に加えB部、A部、S部にラインが出現した場合、陽性判定可能)

●価格はメーカー希望価格(税込)です。



認知機能スクリーニングキット

認知機能スクリーニングキット ニンテスト専用評価香料液 / ニンテスト専用評価カップ

栄研化学株式会社

- ◆香りを嗅いで認知機能低下レベルを確認できるスクリーニングキットです(体外・体内診断用医薬品ではありません)

ニオイを嗅いで、認知機能の低下を早期発見!?

嗅覚と認知機能は密接にかかわっているとされています。特にアルツハイマー型認知症の場合、海馬の神経障害よりも先に嗅神経が障害されると言われており、物忘れなど典型的な症状が起こる前に、実はニオイを識別する機能が低下すると言われています。ニオイを嗅ぐことで、気づきにくい認知機能の低下を早期に発見できる可能性があります。




ニンテストは、認知機能の低下を早期発見するのに有用なツールです。6種の香りを嗅ぐだけで、その場で認知機能レベルが判定できます。非常に簡便で迅速なスクリーニングが可能なので、被験者の負担も少なく、気軽に試すことができます。



ニンテスト専用評価香料液40回分 (16ml×6本)：59,400円
4987026357720

ニンテスト専用評価カップ40回分 (250個)：6,600円
4987026357737

認知機能スクリーニング



新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット

KBM ラインチェック nCoV(一般用)

コージンバイオ株式会社

- ◆SARSコロナウイルス抗原検出キット
- ◆体調が気になる場合のセルフチェックに最適
- ◆一般用医薬品として承認された検査キット
- ◆外箱に操作方法が図解
- ◆15分で判定が可能



【検体】：鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：15分(陽性判定は1分から)

【第1類医薬品】
承認番号 30500EZ00015000



1テスト：オープン価格
4987692803118

KBM ラインチェック nCoV/Flu(一般用)

コージンバイオ株式会社

- ◆SARSコロナウイルス抗原検出キット
- ◆体調が気になる場合のセルフチェックに最適
- ◆一般用医薬品として承認された検査キット
- ◆外箱に操作方法が図解
- ◆15分で判定が可能



【検体】：鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：15分(陽性判定は1分から)

【第1類医薬品】
承認番号 30500EZ000034000



1テスト：オープン価格
4987692803112

エスプライン SARS-CoV-2&FluA+B(一般用)

富士レビオ株式会社

- ◆OTC初のインフルエンザ・コロナウイルスを同時に検査可能
- ◆SARS-CoV-2抗原およびインフルエンザウイルス抗原を同時検出
- ◆2回用(個包装)なので備蓄に便利



【検体】：鼻腔ぬぐい液
【反応時間】：20分

【体外診断用医薬品】
承認番号 30400EZ000093000



2テスト：5,280円
4987270261156

●価格はメーカー希望価格(税込)です。

新型コロナウイルス一般用抗原検査キット

感染症コンボキット